



جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الكيمياء

التشخيص العضوي العملي

الصهر مع الصوديوم - كشف لايسن

لطلبة المرحلة الرابعة

المحاضرة الثالثة


المدرس المساعد

احمد حاجم سلطان

aSultan@tu.edu.iq

Fusion with sodium (Lassaige's Test) (كشف لاسين)

قد تحتوي المركبات العضوية اضافة الى الكربون والهيدروجين والاكسجين على عناصر النتروجين والكبريت والهالوجينات (الفلور ، الكلور ، البروم واليود) . ان هذه العناصر لا يمكن الكشف عنها مباشرة في المركب العضوي بالطرق النوعية بسبب صعوبة تايين هذه العناصر في المحلول المائي اذ ان الكشف المستخدم لهذه العناصر يعتمد على تفاعلات التايين Ionic Reaction وللكشف عن هذه العناصر يجب تحويلها الى مركبات ايونية ذائبة في الماء ثم يتم الكشف عنها بكشوفات خاصة وهناك عدة طرق لتحويل هذه العناصر الى مركبات ايونية منها صهر المركب العضوي مع الصوديوم والذي يؤدي الى تكوين هاليد، سيانيد كبريتيد الصوديوم وكما في المعادلة التالية :



يجب ان تكون كمية الصوديوم المستعملة اكثر من كمية المادة العضوية المراد الكشف عن العناصر المكونة لها ، فعند استعمال كمية قليلة من الصوديوم اي اقل من المادة العضوية سوف يؤدي الى تكوين مركب ثايوسيانات الصوديوم (NaCNS) وان وجود هذا المركب يؤثر على عملية الكشف في حالة وجود الكبريت والنتروجين معا لذلك فان الزيادة من الصوديوم تؤدي الى تفكك هذا المركب :

**طريقة العمل**

- 1- خذ قطعة صغيرة من الصوديوم وجففها من السائل اللاصق بها وذلك بضغطها بين ورقتي ترشيح (يحفظ الصوديوم داخل التولوين او البرافين لكي لا يتاثر برطوبة الجو) ثم توضع قطعة صغيرة من الصوديوم (بقدر حبة العدس) في انبوبة صهر الصوديوم الجافة تماما (لمنع انفجار الصوديوم) وتثبت على حامل .
- 2- سخن قعر الانبوبة الى حد الاحمرار بواسطة اللهب المباشر.
- 3- اضع 50 ملغم او قطرتين من المادة العضوية المجهولة (تكون اقل كمية من الصوديوم) بصورة مباشرة على منصهر الصوديوم وتجنب تلامس المادة لجدران الانبوبة الحارة، سخن الانبوبة مرة اخرى الى حد الاحمرار.
- 4- برد انبوبة الاختبار ثم اضع لها 1 مل من الميثانول (للتخلص من الصوديوم غير المتفاعل) . حطم الانبوبة في حالة تكون كتلة صلبة داخل جفنة خزفية .
- 5- اضع 5 مل من الماء المقطر وحطم الانبوبة بمحرك زجاجي اذا لم تتحطم (يجب ان تتم هذه العملية داخل الهود) .
- 6- سخن الجفنة الى حد الغليان ، برد المحلول ثم قم بترشيحه بحيث نحصل على راشح رائق وبخلافه يعاد الصهر مع كمية اخرى من الصوديوم . يؤخذ الراشح وتجري عليه الكشوفات التالية :

الكشف عن النتروجين

خذ (2 مل) من الراشح واطفئ اليه بضع بلورات من كبريتات الحديدوز الامونياكية (0,2 غم) وسخن المحلول كي يتحول جزء من ايون الحديدوز الى ايون الحديدك. ثم برد بسرعة وحمض بحامض الكبريتيك المركز باضافة قطرة او قطرتين من الحامض وذلك لتحويل كبريتات الحديدوز الامونياكية الى كبريتات الحديدوز التي تتفاعل بدورها مع النتروجين لتكوين صبغة البروسية الزرقاء Prussian blue . عندما تكون نسبة النتروجين واطنة يتكون محلول اخضر .

الكشف عن الكبريت


أ- كشف خلات الرصاص : حمض (1 مل) من الراشح بقطرات من حامض الخليك المخفف ثم اضف قطرات من خلات الرصاص فيترسب الكبريت على شكل راسب اسود (كبريتيد الرصاص)



ب- كشف نتروبروسيد الصوديوم : اضف بضع قطرات من نتروبروسيد الصوديوم $[\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ الى (1 مل) من الراشح حيث سوف يتكون محلول بنفسجي براق يدل على وجود الكبريت.

الكشف عن الهالوجيناتطريقة نترات الفضة

خذ (3 مل) من راشح صهر الصوديوم واطفئ اليه حامض النتريك المخفف (10 %) وذلك للتخلص من النتروجين والكبريت على شكل غازات وذلك لان وجودها يؤثر على الكشف .



اذن ان هذه المركبات (السيانيد والكبريتيد) تتفاعل مع نترات الفضة وتكون سيانيد الفضة (راسب ابيض) وكبريتيد الفضة (راسب اسود) والتي تؤثر على كشف الهالوجينات.



بعد التسخين اضف قطرات من محلول نترات الفضة سوف يتكون راسب ابيض او اصفر باهت او اصفر دلالة على وجود الكلور او البروم او اليود على التوالي.



ملاحظات حول عملية صهر الصوديوم

- يجب ان تكون الانبوبة جافة تماما اذ ان وجود الماء يؤدي الى انفجار الصوديوم بسبب التفاعل الشديد بين الصوديوم والماء



- يضاف الميثانول للتخلص من الصوديوم الزائد (الغير متفاعل) خوفا من تفاعله الشديد مع الماء



- يجب ان يكون الراشح عديم اللون واذ كان ذا لون اسود يعني وجود كميات كبيرة جدا من النموذج او ان خليط المنصهر لم يسخن لدرجة حرارة عالية او كافية وعليه يجب ان تعاد عملية الصهر مع الصوديوم مرة اخرى.

اسئلة المناقشة

س1/ اجب عن ما ياتي

- 1- يحفظ الصوديوم داخل البارافين؟
- 2- تكون كمية الصوديوم المضافة اكثر بقليل من كمية المركب المراد الكشف عنه؟
- 3- يضاف حامض الكبريتيك المركز اثناء عملية الكشف عن النتروجين؟
- 4- يحمض رشح الصهر بالصوديوم بحامض النتريك المخفف اثناء عملية الكشف عن الهالوجين؟

س2/ اكتب المعادلات الكيميائية الخاصة بالكشوفات التالية مع ذكر دلالات الكشف الايجابي لكل كشف:

- 1- كشف النتروجين
- 2- كشف الكبريت
- 3- كشف الهالوجينات

س3/ ما هي اهم الملاحظات التي يجب اخذها بنظر الاعتبار عند اجراء تجربة كشف صهر الصوديوم؟