



جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الكيمياء

# التشخيص العضوي العملي

تحضير المشتقات العضوية


لطلبة المرحلة الرابعة

المحاضرة الثامنة

المدرس المساعد

احمد حاجم سلطان


aSultan@tu.edu.iq



### طريقة العمل :


- 1- ضع في دورق دائري 0.2 غم من الحامض ثم اضع قطرتين من دليل الفينوفثالين و 2-3 قطرات من 5%  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- 2- سخن الانبوبة على لهب مباشر واستمر باضافة الكربونات قطرة قطرة حتى يتعادل الحامض وبمجرد تلون المحلول باللون الوردي دقنه لكي تتأكد من تفاعل الحامض كله . ثم اضع قطرتين من حامض الهيدروكلوريك 5% للتخلص من اللون الوردي.
- 3- انقلها الى دورق دائري واربطها على جهاز رفلكس و اضع اليها 0,25 غم من كلوريد البارانتروبنزائل و 8 مل من الكحول الايثيلي وحجر غليان صغير ونجهز لعملية تصعيد لمدة ساعة ونصف (احذر من كلوريد البارانتروبنزائل لا تلمسه بيديك).
- 4- برد ثم اضع 1 مل من الماء مع التخديش لجدران البيكر .
- 5- بعد مرور 20 دقيقة رشح الاستر واغسله ب 4 مل من 5%  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ثم مرتين ب 4 مل من الماء المقطر .
- 6- اعادة البلورة تتم في 10 مل من الكحول الساخن ثم نرشح ونضيف الماء الى الراشح قطرة قطرة الى ان يتعكر، سخن البيكر حتى تختفي العكرة ثم برد مع التخديش ثم رشح.

### مشتق الاستر والاميد



### طريقة العمل :


- 1- يحضر محلول من 2 غم من هيدروكسيد الصوديوم و 20 مل من الماء المقطر ثم يضاف لها 1 مل من الاستر وتوضع جميعها في دورق دائري ويضاف حجر الغليان ثم تجرى له عملية تصعيد لمدة ساعة .
- 2- اضع حامض الهيدروكلوريك 10% حتى تقطلة التعادل (قطرة قطرة) يمكن الاستدلال بواسطة ورقة عباد الشمس بعد كل اضافة .



طريقة العمل

- 1- ضع في انبوبة اختبار 0,8 غم من بروميد البوتاسيوم KBr ثم اضع 5 مل من الماء، رج الانبوبة حتى يذوب الملح واضف بحذر ( اقل من 0,5 مل من البروم).
- 2- ضع في انبوبة اختبار اخرى 0,1 مل من الفينول و 1 مل من الماء و 1 مل من الايثانول ثم اضع حوالي 1,5 مل من محلول البروم المحضر في الخطوة السابقة ورج الانبوبة.
- 3- استمر في اضافة محلول البروم حتى يحتفظ المحلول باللون الاصفر ( تضاف كمية كبيرة قد تكون اكبر من المحلول المحضر) وبعد ذلك اضع 3,5 مل من الماء ورج بشدة.
- 4- رشح البروموفينول واغسله جيدا بالماء.
- 5- تتم اعادة البلورة باذابة البلورات في الايثانول الساخن ورشح ثم اضع الماء قطرة قطرة الى محلول الايثانول حتى ينتج تعكر دائم.

مشتق الهيدروكربون الاروماتي




## طريقة العمل:

- 1- نضع في دورق دائري 1 غم (1 مل) من النموذج و4 مل من حامض الكبريتيك المركز ، ثم يضاف 4 مل من حامض النatriك المركز قطرة قطرة الى المزيج.
- 2- يوضع الدورق الدائري في حمام مائي درجة حرارته 80-90 م ونصعد المزيج لمدة 15 دقيقة .
- 3- ينقل الدورق ويبرد ثم يضاف 20 مل من الماء البارد لتقليل الحامضية ولفصل البلورات .
- 4- ترشح المادة الصلبة وتعاد البلورة بالميثانول .

## مشتق الكحول


### 1- طريقة 3,5-dinitrobenzoate



## طريقة العمل:

- 1- ضع في انبوبة اختبار 0,5 غم من (3,5-dinitrobenzoyl chloride) و 2 مل من الكحول.
  - 2- اغلي المزيج على لهب هادئ ولمدة 5 دقائق .
  - 3- اضع 10 مل من الماء المقطر ويبرد في حمام ثلجي الى ان يتصلب الناتج.
  - 4- اجمع الراسب المتكون بالترشيح ثم اغسله ب 10 مل من 2% كاربونات الصوديوم.
  - 5- اعد بلورة الناتج باستخدام مزيج من الميثانول والماء .
- ملاحظة: الكحولات التي تحتوي على اكثر من عشرة ذرات كاربون يجب ان تزيد مدة التسخين عن عشرة دقائق.

### ب- طريقة $\alpha$ -Naphthylurethhans



## طريقة العمل :

- 1- ضع في انبوبة اختبار نظيفة وجافة تماما 1 مل من الكحول واطفأ اليه 1 مل من الكاشف  $\alpha$ -naphthylisocyanate
- 2- امزج المحتويات جيدا ثم سخن على حمام مائي درجة حرارته 60-70 م. لمدة عشرة دقائق.
- 3- يتصلب اليوريثان الخام عند التبريد.
- 4- اطفأ كمية قليلة من الايثر البترولي وسخن حتى الغليان ثم رشح المحلول لازالة الشوائب.
- 5- خذ الراشح واتركه يبرد وخذش جدران الانبوبة او البيكر لتكوين بلورات المشتق.
- 6- رشح البلورات وجففها وعين درجة انصهارها.