



جامعة تكريت

كلية التربية للبنات

قسم الكيمياء

الكيمياء التحليلية العملي

المرحلة الاولى

محاضرة

الكشف عن ايونات الزهرة التحليلية الثانية

مدرس كيمياء تحليلية

مروان ثائر جلال 2023-2024

marwan.analytical@tu.edu.iq

الكشف عن ايونات الزمرة الثانية

وتشمل الأيونات التالية: -




{ ايون الزئبق - ايون الكاديوم - ايون النحاسيك - ايون البزموت - ايون الزرنيخوز -
ايون القصديروز - ايون القصديريك - ايون الانتمون }

إن الكاشف المختص بهذه الزمرة هو **كبريتيد الهيدروجين H₂S**, إذ يرسب جميع هذه الأيونات على شكل كبريتيدات، وقد وجد عملياً إن هذه الأيونات تترسب بصورة تامة تقريباً في المحاليل الحامضية بتركيز (0.2-0.3) عياري من أيون الهيدروجين لذا يجب المحافظة على الدرجة الحامضية أثناء عملية فصل أيونات هذه الزمرة.

الكشوفات الفردية لأيونات الزمرة الثانية :-

1. ايون الزئبق Hg⁺²

عند إضافة H₂S يتكون راسب أبيض ثم أصفر ثم بني فأسود وهو الناتج الأخير من إشباع المحلول بكبريتيد الهيدروجين وفي جميع الحالات عند إضافة وفرة من الكاشف يعطي اللون الأسود HgS فاللون الأبيض في البداية ناتج عن تكوين كلورو كبريتيد الزئبق Hg₂S₂Cl₂ (HgCl₂.2HgS) الذي يتحلل بواسطة غاز H₂S إلى كبريتيد الزئبق الأسود :



لا يذوب كبريتيد الزئبق في الماء أو حامض النتريك المخفف الساخن أو محاليل الهيدروكسيدات القلوية أو في كبريتيد الأمونيوم ويذوب في الماء الملكي :



2. أيون الكاديوم Cd^{+2}


عند إضافة H_2S يتكون راسب أصفر من كبريتيد الكاديوم في المحاليل التي تتجاوز حامضيتها عن 0.3 N :



يذوب الراسب في حامض النتريك المخفف الساخن بخلاف أيون النحاس ولا يذوب في سيانيد البوتاسيوم بخلاف كبريتيد النحاس أيضاً . ولا يتكون الراسب في المحاليل الحامضية المركزة

3. أيون النحاسيك Cu^{+2}

عند إضافة H_2S يتكون راسب أسود من كبريتيد النحاس CuS في المحاليل المتعادلة والحامضية ويذوب الراسب في حامض النتريك المخفف الساخن وفي محلول سيانيد البوتاسيوم KCN إذ يكون ملحاً معقداً يدعى سيانيد البوتاسيوم النحاسوزي . وكبريتيد النحاس لا يذوب في هيدروكسيد البوتاسيوم .



4. أيون البزموت Bi^{+3}

عند إضافة H_2S يتكون راسب بني من كبريتيد البزموت لا يذوب في الحوامض المخففة الباردة ولا في محلول كبريتيد الأمونيوم ويذوب في حامض النتريك المخفف الساخن وفي حامض الهيدروكلوريك المركز المغلي :



5. أيون القصديروز Sn^{+2}

عند إضافة H_2S يتكون راسب بني من كبريتيد القصديروز SnS من محاليل أملاح القصديروز المحمضة قليلاً . يذوب كبريتيد القصديروز SnS في حامض HCl المركز (ويميز بذلك عن كبريتيد الزرنيخوز) ويذوب في محلول $(NH_4)_2S$. ولا يذوب في محلول $(NH_4)HS$ كما يذوب في محلول كربونات الأمونيوم $(NH_4)_2CO_3$ (ويختلف بذلك عن كبريتيد الزرنيخوز):



6. أيون القصدير Sn^{+4}

عند إضافة H_2S يتكون راسب أصفر من كبريتيد القصدير SnS_2 من محاليلها الحامضية المخففة (0.3 N) ويذوب الراسب في الحامض المركز (يميز بذلك عن كبريتيد الزرنيخ) وكذلك يذوب في القواعد القلوية ومحاليل $(\text{NH}_4)_2\text{S}$, $(\text{NH}_4)\text{HS}$:



7. أيون الزرنيخوز As^{+3}

عند إضافة H_2S يتكون راسب أصفر من As_2S_3 في محلول حامض HCl :



لا يذوب الراسب في حامض HCl المركز بخلاف كبريتيد الأنتيمون والقصدير ويذوب في حامض النتريك HNO_3 المركز الساخن . كما يذوب في الهيدروكسيدات القلوية وكبريتيد الأمونيوم وكاربونات الأمونيوم (يعتبر الكاشف مميزاً لكبريتيد الزرنيخوز عن $(\text{Sb}_2\text{S}_3, \text{SnS})$)

8. أيون الأنتيمون Sb^{+3}

عند إضافة H_2S يتكون راسب برتقالي من كبريتيد الأنتيمون Sb_2S_3 من المحاليل القليلة الحامضية . يذوب الراسب في حامض الهيدروكلوريك المركز الساخن (طريقة تمييز بينها وبين كبريتيد الزرنيخوز وكبريتيد الزئبق) . وكذلك يذوب في كبريتيد الأمونيوم ومحاليل الهيدروكسيدات القلوية :



❑ فصل أيونات الزمرة الثانية

وتشمل الزمرة الثانية الأيونات التالية:

أيونات الزمرة الثانية أ: Hg^{+2} , As^{+3} , Sb^{+3} , Sn^{+2} , Sn^{+4}

أيونات الزمرة الثانية ب: Bi^{+3} , Cu^{+2} , Cd^{+2}

1. خذ المحلول الحاوي على أيونات الزمرة الثانية ثم أضف قطرة من صبغة الميثيل الزرقاء.
2. اجعل المحلول (0.2-0.3 N) باستعمال حامض HCl المخفف و NH_4OH المخفف أي يصبح لون المحلول أخضر مزرق.
3. أضف 20 قطرة من محلول H_2S ثم رج المحلول ثم سخن على حمام مائي لمدة 5 دقائق. تترسب جميع عناصر المجموعة على شكل كبريتيدات:


CuS , HgS

Bi_2S_3

As_2S_3 , SnS , SnS_2

Sb_2S_3

4. ضعه في جهاز الطرد المركزي لمدة 3 دقائق ثم أفصل بواسطة السكب:



راسب

راشح

أضف 10 قطرات من محلول Na_2S

يحتوي على أيونات الزمرة الثانية أ

القاعدي ثم سخن في حمام مائي لمدة 5

دقائق ثم افصل بجهاز الفصل

راسب

راشح

يحتوي على أيونات الزمرة الثانية ب

يحتوي على أيونات الزمرة الثانية أ

فيضاف إلى الراشح في الخطوة السابقة

■ فصل أيونات الزمرة الثانية ب:

الراسب

خذ الراسب وأضف له 1ml من الماء المقطر ثم قطرتين من 1M من NH_4NO_3 وذلك لإزالة

Na_2S الزائد ثم افصل بجهاز الطرد المركزي:

راسب

راشح (يهمل)

أضف 1ml من حامض HNO_3 المخفف ثم

سخن لمدة 5 دقائق في حمام مائي ثم أضف

1ml من الماء المقطر أمزج جيداً ثم أفصل

راسب

راشح

لاحتوائه على كبريت

يحتوي على : Bi^{+3} , Cu^{+2} , Cd^{+2}

أضف إلى الراشح محلول مركز من

NH_4OH إلى أن يصبح المحلول قاعدي

ثم امزج جيداً وافصل بجهاز الطرد

راسب

راشح

اغسل الراسب بـ 1ml من الماء المقطر

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$, $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$

ثم افصل الراسب الذي هو $\text{Bi}(\text{OH})_3$

اقسم الراشح إلى جزأين:

يترسب البزموت في المحيط الأموني :

1. للكشف عن Cu^{+2} :



أضف حامض الخليك إلى أن يصبح

أضف 4 قطرات من NaOH (4 M) ثم قطرة

المحلول حامضي ، أضف 4 قطرات

من SnCl_2 (0.5 M) يتكون راسب أسود يدل

من $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ يتكون راسب بني

على وجود البزموت.

محمّر يدل على وجود النحاس.

2. أضف 5 قطرات من KCN (1M)

ثم أضف محلول H_2S يتكون راسب

أصفر يدل على وجود الكاديوم.

■ فصل أيونات الزمرة الثانية أ:

خذ الراشح الحاوي على أيونات الزمرة الثانية أ وأضف إليه حامض HCl قطرة فقطرة مع

التحريك حتى يتكون راسب ثم سخن في حمام مائي لمدة 5 دقائق ثم افصل بجهاز الفصل

راشح (يهمل)

راسب

(HgS, As₂S₃, Sb₂S₃, SnS, SnS₂)

أضف 1ml من حامض HCl المركز للراسب ثم

سخن في حمام مائي لمدة 5 دقائق مع الرج تتحول

كبريتيدات الزرنيخ والقصدير إلى كلوريدات ذائبة

ثم افصل بجهاز الفصل:

راسب


راشح

أضف 1ml من HCl المخفف ثم سخن في

(يحتوي على أيونات Sn⁺⁴, Sb⁺³)

حمام مائي لمدة 5 دقائق ثم افصل :

اقسم المحلول إلى جزأين:



راسب

راشح (يهمل)

1. للكشف عن Sb⁺³ : اجعل المحلول

قاعدي باستعمال NH₄OH ثم أضف 0.3g

من حامض الاوكزاليك ثم أضف H₂S

يتكون راسب برتقالي من Sb₂S₃ يدل

على وجود الانتمون.

أضف 2ml من الماء

أمزج جيداً ثم افصل



راسب

راشح (يهمل)

2. للكشف عن Sn⁺⁴: أضف كمية

قليلة من برادة الحديد ثم سخن في حمام

مائي لمدة 5 دقائق ثم افصل وخذ الراشح

وأضف إليه 3 قطرات من Hg₂Cl₂ يتكون

راسب أبيض يدل على وجود القصدير.

أضف 10 قطرات من NH₄OH

المخفف ثم 3 قطرات من 3%

H₂O₂ ثم سخن في حمام مائي

لمدة 5 دقائق ثم افصل

راسب HgS

أذب الراسب بالماء الملكي ثم اغلي لقرب
الجفاف ثم برده وخففه بالماء وأضف إليه
يتكون راسب أبيض يتحول إلى
أسود يدل على وجود Hg.

رأشح $(AsO_4)^{-3}$

أضف 10 قطرات من $HNO_3(4M)$
ثم $(0.2M)$ من نترات الفضة $AgNO_3$
يتكون راسب أبيض يدل على وجود As